

Pri nákupe testovacích prúžkov v lekárňach alebo výdajniach zdravotníckych potrieb **si skontrolujte dátum spotreby.**

- ✓ Ako prvé spotrebujte prúžky s najkratšou dobou použitia.
- ✓ Naplánujte si merania glykémie, aby ste spotrebovali predpísaný počet testovacích prúžkov pred vypršaním dátumu spotreby – šetríte tak svoje peniaze a zároveň dbáte o svoje zdravie.
- ✓ **Testovacie prúžky po dátume spotreby nie je možné reklamovať.**

TPOR-8FDCDH




Pravidelné
meranie
glykémie
šetrí zdravie
aj peniaze

 **Abbott**
A Promise for Life


Testovacie prúžky obsahujú enzýmy, teda biologický materiál, a preto je doba ich použitia ohraničená.

Doba expirácie prúžkov je uvedená na spodnej strane škatulky a na každej fólii testovacieho prúžka (viď obrázky).



Škatulka prúžkov

Dátum spotreby



Ochranná fólia s prúžkom.

Dátum spotreby

Presnosť a spoľahlivosť merania glykémie je zaručená len pri použití testovacích prúžkov do dátumu spotreby.

Prístroje Optium Xceed neumožnia získať výsledok v prípade použitia testovacích prúžkov po dátume spotreby.